

## PROCEDIMENTO PARA ENVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA LABORATÓRIO

### 1. ANÁLISE DE ÁGUA

- a) Coletar em garrafas novas de 500mL
- b) Enxaguar as garrafas, com água do local de coleta, 3 vezes antes da coleta
- c) Coletar lentamente a água da superfície do tanque, evitando o surgimento de bolhas. Encher cerca de 2/3 do recipiente.
- d) Identificar e congelar imediatamente (A amostra deve chegar congelada ao laboratório).



Garrafa 500ml  
Nova e Limpa

### 2. ENVIO

Encaminhar via transportadora, ônibus, correios ou profissionais de campo (consultores, técnicos, etc.) de acordo com sua preferência.

Antes do envio do material, favor comunicar a equipe PREVET através dos telefones:

(16) 3202-6298

(16) 99762-8459

Ou ainda através do e-mail: [laboratorio@prevet.com.br](mailto:laboratorio@prevet.com.br)

Endereço para envio: Av. Olga Morello de Stéfani 260, Colina Verde, Jaboticabal - SP. CEP: 14.887-364.

Para mais informações acesse nosso site [www.prevet.com.br](http://www.prevet.com.br)