

PROCEDIMENTO PARA ENVIO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO

1. SOROTIPAGEM *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE*

a) Coletar animais ainda vivos, de preferência que apresentem sinais clínicos de ENFERMIDADES.

b) Colocar em sacos plásticos lacrados e identificados de acordo com o lote (setor / nº tanque-rede).

c) Acondicionar os animais em caixa de isopor com gelo suficiente para suportar o transporte.

Ou

Os animais podem ser encaminhados vivos até o laboratório

Ou

Coletar os cérebros assepticamente em tubos estéreis contendo álcool com titulação superior a 70% (Neste caso o material pode ser enviado em temperatura ambiente).

2. ENVIO

Encaminhar via transportadora, ônibus, correios ou profissionais de campo (consultores, técnicos, etc.) de acordo com sua preferência.

Antes do envio do material, favor comunicar a equipe PREVET através dos telefones:

(16) 3202-6298

(16) 99762-8459

Ou ainda através do e-mail: laboratorio@prevet.com.br

Endereço para envio: Av. Olga Morello de Stéfani 260, Colina Verde, Jaboticabal - SP.
CEP: 14.887-364.

Para mais informações acesse nosso site www.prevet.com.br